

ニトリル

ヘンリーシャイン ニトリルグローブ パウダーフリー

Henry Schein Nitrile Glove Powder Free



ニトリルゴム(合成ゴム)を使用しているため、ラテックス・アレルギーの心配がありません。また、突き刺し強度が高く、耐薬品性、耐摩耗性にも優れています。フィット感がよく滑りにくいグローブです。

- カラーラインナップ：ホワイト/パープル
- サイズ：SS/S/M
- 包装：1箱100枚入り

ニトリル

新商品

ヘンリーシャイン ニトリルグローブ パウダーフリー N300

Henry Schein Nitrile Glove Powder Free N300



外箱の大きさが弊社の100枚入りとほぼ変わらないサイズでたっぷり300枚入りなので、コストパフォーマンスが優れたグローブです。省スペース大容量なので、交換周期も通常の100枚入りより長持ちします。

指先に滑り止め加工を施しております。厚み0.06mmで、弊社グローブラインアップ中、最薄仕様となります。

- カラーラインナップ：アイスブルー
- サイズ：XS/S/M
- 包装：1箱300枚入り



ご存知ですか？

天然ゴムに含まれるラテックス蛋白質が皮膚と接触することによって起こる、痒みや蕁麻疹、アナフィラキシーショックなどの即時型アレルギー反応をラテックス・アレルギーといいます。特にラテックスグローブを頻繁に着用している歯科医療従事者の方は発症リスクが高いと考えられます。もちろんすべての方が必ず発症するわけではありませんが、ラテックス・アレルギーの心配がないニトリルグローブを使用されるお客様が増えています。

参考：日本ラテックスアレルギー研究会 <http://latex.kenkyukai.jp/about/>

ラテックス

ヘンリーシャイン ラテックスグローブ パウダーフリー ダブル塩素処理タイプ

Henry Schein Latex Glove Powder Free Double Chlorinated



グローブの内側と外側の両方に塩素処理加工をすることにより、ラテックス蛋白質の抽出レベルを下げ、ラテックス・アレルギーの発症を少なくします。また、ダブルグローブの一枚目としても大変使用しやすくなっています。

- サイズ：SSS/SS/S/M
- 包装：1箱100枚入り

ラテックス

ヘンリーシャイン ラテックスグローブ パウダーフリー 塩素処理タイプ

Henry Schein Latex Glove Powder Free Chlorinated



グローブの内側が塩素処理されていることにより、パウダーフリーでも装着が容易です。

- サイズ：SS/S/M
- 包装：1箱100枚入り

ラテックス

ヘンリーシャイン ラテックスグローブ パウダーフリー ポリマー加工タイプ

Henry Schein Latex Glove Powder Free Polymer Coated



天然ゴムラテックスを使用しており、指先までしっかりフィットします。滑り止め加工を施しているため、作業性、装着感ともに快適です。良質な天然ゴムを使用し、弾力性、伸縮性に優れています。

- サイズ：SS/S/M
- 包装：1箱100枚入り



ヘンリーシャイングローブはすべてパウダーフリーです。

平成28年12月19日、米国食品医薬品局(FDA)が、医療用手袋に付いているパウダー(コーンスターチ等)が安全性上のリスク要因になりうるとして、平成29年1月18日より、パウダー付き医療用手袋の流通を差し止める措置をとることを発表しました。

厚生労働省も一層の安全性確保の観点から、パウダーフリー手袋への供給切替を促すため、製造販売業者に対して、平成30年末までに供給切替を行うよう通知をしております。

ヘンリーシャイングローブ比較一覧表

ニトリルグローブ	商品名	特徴	カラー	サイズ			
	 HS ニトリルグローブ パウダーフリー 1箱 100枚入り	指先にエンボス加工が施されています。	ホワイト	M	S	SS (XS)	SSS
				○	○	○	—
 HS ニトリルグローブ パウダーフリー N300 1箱 300枚入り	指先にエンボス加工が施されています。厚み 0.06mm で、快適な装着感を実現します。	アイスブルー	○	○	○	—	

ラテックスグローブ	商品名	特徴	カラー	サイズ			
	 HS ラテックスグローブ ダブル塩素処理タイプ 1箱 100枚入り	内外両面への塩素処理加工がされています。両面のタンパクの抽出を抑制し、アレルギー反応を軽減します。	ホワイト	M	S	SS	SSS
				○	○	○	○
 HS ラテックスグローブ 塩素処理タイプ 1箱 100枚入り	内面に塩素処理加工がされています。内面のタンパクの抽出を抑制します。	ホワイト	○	○	○	—	
 HS ラテックスグローブ ポリマー加工タイプ 1箱 100枚入り	指先にエンボス加工が施されています。ポリマー加工はラテックスにポリマー層を作ります。	ホワイト	○	○	○	—	

仕様			
	幅	SSS	65mm +/- 5mm
		SS	75mm +/- 5mm
		S	85mm +/- 5mm
		M	95mm +/- 5mm
	全長	すべて	最小 240mm

memo