

ガーゼ

ヘンリーシャイン カットガーゼ 未滅菌・滅菌済

HS Gauze Sponge

柔らかく、不純物の少ない、吸収ガーゼです。
コストパフォーマンスに優れる〈未滅菌〉と、オペ時でもすぐにご使用頂ける〈滅菌済〉の2種類をご用意しています。

996-0089

〈未滅菌〉
5×5



996-0091

〈滅菌済〉
5×5



996-0201

〈滅菌済〉
7.5×7.5



〈未滅菌〉996-0089

■規格：5cm×5cm, 8ply

■包装：1箱200枚入り



〈滅菌済〉996-0091 (5×5) / 996-0201 (7.5×7.5)

■規格：5cm×5cm, 12ply / 7.5cm×7.5cm, 12ply

■包装：5cmサイズ 1箱100枚入り / 7.5cmサイズ 1箱100枚入り

実物大

(996-0089・996-0091)



- 目が細かくソフトな肌触りで、高い吸収性を有しています。
- 乱系が出ないように裁断面を内側に折りこみ、使いやすいサイズに仕上げました。
- 〈滅菌済〉は2種類のサイズから用途に応じてお選び頂けます。

コットンガーゼ

ヘンリーシャイン コットンガーゼ 未滅菌・滅菌済

HS Cotton Filled Sponges

ソフトで柔らかなコットンを、吸収ガーゼで包んでいます。
〈未滅菌〉と〈滅菌済〉の2種類をご用意しています。

996-0090

〈未滅菌〉



996-0093

〈滅菌済〉



〈未滅菌〉996-0090

■規格：5cm×5cm, 8ply



■包装：1箱200枚入り

〈滅菌済〉996-0093

■規格：5cm×5cm, 8ply

■包装：1箱100枚入り (1パック2枚入り×50個)

実物大



- ふわふわなコットンがたっぷり均一に入っているため、吸収力が高く、素早い止血が必要な際などに有効です。
- 〈滅菌済〉は、抜歯後の「噛みガーゼ」としても適しています。



カットメン

ヘンリーシャイン カットメン 未滅菌

HS Cotton Pad, non-sterile

純粋な酸素により漂白された、ピュアな繊維パッドです。

- 歯科でよく使う4×4サイズをご用意しました。多様な用途に使える、ベーシックな脱脂綿です。
- 毛羽立ちが少なく、柔らかくソフトな肌触りが特長です。

996-0203


〈未滅菌〉



〈未滅菌〉996-0203

■規格：4cm×4cm

■包装：500g入り



不織布ガーゼ

ヘンリーシャイン 不織布カットガーゼ 未滅菌・滅菌済

HS Non Woven Swabs

ビスコースとポリエステルのスパンレース不織布を使用した、柔らかくソフトな肌触りのガーゼです。コストパフォーマンスに優れる〈未滅菌〉と、オペ時もすぐにご使用頂ける〈滅菌済〉の2種類をご用意しています。

996-0094 〈未滅菌〉





〈未滅菌〉996-0094
■規格：5cm×5cm, 4ply
■包装：1箱200枚入り

996-0095 〈滅菌済〉




〈滅菌済〉996-0095
■規格：5cm×5cm, 4ply
■包装：1箱150枚入り（1バック3枚入り×50個） ※EOG滅菌済み

実物大



- 繊維同士がしっかりと絡み合っているため、脱落繊維がほとんどありません。
- 多孔性構造のため、通気性、吸水性が高く、様々な用途にお使い頂けます。
- 使い勝手の良い四つ折りタイプ。



※スパンレース不織布…接着剤を使用せず、高圧水流を使用して繊維を絡み合わせる技法で作られた不織布。

一般医療機器 一般的名称：医療用不織布（JMDNコード：34655000） 販売名：HS不織布ガーゼ 医療機器届出番号：13B1X10238HS0001


不織布ガーゼ

ヘンリーシャイン 不織布ガーゼ 未滅菌



HS Non Woven Swabs, non-sterile

ビスコースとポリエステルのスパンレース不織布を使用した、柔らかくソフトな肌触りのガーゼです。大判なので多用途にお使い頂けます。

996-0202 〈未滅菌〉



〈未滅菌〉996-0202
■規格：12.5cm×12.5cm, 4ply
■包装：1箱200枚入り



- 裁断面が均一で毛羽立ちにくい設計になっています。
- 印象採得後の患者さんのお口周りを拭いたり、ユニットや器具の清拭にも使いやすい大判サイズです。

一般医療機器 一般的名称：医療用不織布（JMDNコード：34655000）
販売名：HS不織布ガーゼ 医療機器届出番号：13B1X10238HS0001

コットンロール

ヘンリーシャイン コットンロール 未滅菌

HS Cotton rolls, non-sterile


高吸収性かつ不純物のないコットン材質で作られた高品質コットンロールです。

実物大

996-0097 〈未滅菌〉



〈未滅菌〉996-0097
■規格：30mm×10mm
■包装：1箱2,000本入り（1束50本×40束）



- 吸水性、保水性に優れたベーシックなタイプのコットンロールです。
- 毛羽立ちが少なく、適度な硬さと柔らかさを有しています。

一般医療機器 一般的名称：コットンロール（JMDNコード：11028000）
販売名：HSコットンロール 医療機器届出番号：13B1X10238HS0003