

ヘンリーシャイン ブルーバイト Henry Schein BLU-BITE

- 操作時間は30秒、口腔内保持時間は60秒です。
- ショアA硬度は80。扱いやすい硬さと弾性が特徴です。
- ミントと無臭の2タイプからお選びいただけます。



視認性の高い淡いブルー

短かすぎず、長すぎない

ペースト押し出しからの操作時間は30秒、口腔内保持時間は60秒で咬合採得ができるので、患者さんの負担を減らすことができます。また、咬合採得時に印象材が長時間口腔内に留まることで起こり得る歪み、ずれのリスクが軽減されます。



軟らかすぎず、硬すぎない

ショアA硬度は80。扱いやすい硬さに加え、適度に弾性もあるので、割れやちぎれに強く、スムーズな切削・トリミングが可能です。



適度な弾性があるので切削しやすい

ミントと無臭 好みで選べるフレーバー

さわやかなミントが香る「ミントフレーバー」と、フレーバー付きが苦手な患者さんにも安心して使用できる「無臭」の2タイプからお選びいただけます。



軽くて押し出しやすいペースト性状。歯列に盛り付けやすく、操作性に優れています。



適度な硬さと弾性があるので、硬化後のトリミングも快適に行えます。



996-0262

■フレーバー：なし（無臭）

996-0263

■フレーバー：ミント

- 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）
- 一般的名称：歯科咬合採得用材料（JMDNコード：70883000）
- 販売名：HSブルーバイト
- 包装：カートリッジ×2、ミキシングチップ（グリーン）×6、口腔内チップ×2
- 医療機器届出番号：13B1X10238HS0009

<製品情報>

操作時間	30秒
口腔内保持時間	60秒
硬度(24時間後)	80ショアA