


ヘンリーシャイン ディスポトレー Henry Schein disposable tray

- 曲がりにくい強く硬い素材。
- 解剖学的なデザインによる快適な装着感。
- エッジに丸みを帯びたバリのない仕上げ。
- 印象材をしっかりと保持する穴あき構造。
- ラテックスフリーなのでアレルギーにも安心。



解剖学的なデザインによる快適な装着感

印象材をしっかりと保持する穴あき構造

製品番号	製品名	規格	種類	入数
996-0285	HS ディスポトレー	#1 U-L	上顎 Lサイズ	12入り
996-0286	HS ディスポトレー	#2 L-L	下顎 Lサイズ	12入り
996-0287	HS ディスポトレー	#3 U-M	上顎 Mサイズ	12入り
996-0288	HS ディスポトレー	#4 L-M	下顎 Mサイズ	12入り
996-0289	HS ディスポトレー	#5 U-S	上顎 Sサイズ	12入り
996-0290	HS ディスポトレー	#6 L-S	上顎 Sサイズ	12入り



HSディスポトレー#1
U-L



HSディスポトレー#2
L-L



HSディスポトレー#3
U-M



HSディスポトレー#4
L-M



HSディスポトレー#5
U-S



HSディスポトレー#6
L-S

< 関連製品 >

ヘンリーシャイン ブルーバイト
Henry Schein BLU-BITE



- 操作時間は30秒、口腔内保持時間は60秒です。
- ショアA硬度は80。扱いやすい硬さと弾性が特徴です。
- ミントと無臭の2タイプからお選びいただけます。

- 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）
- 一般的名称：歯科咬合採得用材料（JMDNコード：70883000）
- 販売名 HSブルーバイト
- 包装 カートリッジ×2、ミキシングチップ（グリーン）×6、口腔内チップ×2
- 医療機器届出番号：13B1X10238HS0009

届出番号：13B1X10238HS0012

製造販売業者：株式会社 アルファメッド 東京都港区西麻布3-6-4

販売業者：ヘンリーシャインジャパン株式会社

E-mail：info.japan@henryschein.com