

iOP 即時重合レジン筆

- 即時重合レジンの筆盛や分離剤の塗布、テック製作時など幅広い作業に使用できます
- 筆で有名な広島県熊野産

- 規格：全長110mm（馬毛＋ナイロン毛）
- 包装：1箱10本入り



1箱
10本入り



iOP ミキシングペーパー

- 紙は両面にラミネート加工をしており、液の浸透がなく各種歯科用セメントに使用できます。（りん酸系セメントは不可）



<菱形>

- 規格：93mm × 93mm
- 包装：1冊100枚綴り・1箱3冊入り



<四角>

- 規格：99mm × 80mm
- 包装：1冊100枚綴り・1箱3冊入り



<ミニ>

- 規格：60mm × 75mm
- 包装：1冊100枚綴り・1箱3冊入り