

HENRY SCHEIN® Products

ニトリル

新商品

300枚
入り

ヘンリーシャイン ニトリルグローブ パウダー&加硫促進剤フリー

Henry Schein Nitrile Glove Powder Free & Accelerator Free



グローブ製造工程に於いて弾力性・伸縮性を持たせるために加硫促進剤(アクセラレーター)という化学薬品が使用されることがあります。医療従事者のアレルギー性接触皮膚炎の多くが、加硫促進剤使用グローブの着用によるIV型アレルギー反応(皮膚の発赤、腫れなど)と報告されています。本品はこうした症状を軽減させるために開発された「加硫促進剤不使用」のニトリルグローブです。

- カラーラインナップ：ホワイト/ブルー
- サイズ：SS/S/M
- 包装：1箱300枚入り

ラテックス・アレルギーとは？

天然ゴムに含まれるラテックス蛋白質が皮膚と接触することによって起こる、痒みや蕁麻疹、アナフィラキシーショックなどの即時型アレルギー反応です。最近では、ラテックス・アレルギーの心配がないニトリルグローブを使用されるお客様が増えています。

参考：日本ラテックスアレルギー研究会 <http://latex.kenkyuukai.jp/about/>

ニトリル

300枚
入り

ヘンリーシャイン ニトリルグローブ パウダーフリー N300

Henry Schein Nitrile Glove Powder Free N300



外箱のサイズが弊社の100枚入りとほぼ変わらずたっぷり300枚入りで、コストパフォーマンスに優れたグローブです。省スペース大容量なので、交換周期も通常の100枚入りより長持ちします。指先に滑り止め加工を施しています。厚みは0.06mmで、弊社グローブラインアップ中、最薄仕様となります。

- サイズ：XS/S/M
- 包装：1箱300枚入り

ニトリル

ヘンリーシャイン ニトリルグローブ パウダーフリー

Henry Schein Nitrile Glove Powder Free



フィット感がよく滑りにくいグローブです。突き刺し強度が高く、耐薬品性、耐摩耗性にも優れています。

- カラーラインナップ：ホワイト
- サイズ：SS/S/M
- 包装：1箱100枚入り

ラテックス

ヘンリーシャイン ラテックスグローブ パウダーフリー ダブル塩素処理タイプ

Henry Schein Latex Glove Powder Free Double Chlorinated



グローブの内側と外側の両方に塩素処理加工をすることにより、ラテックス蛋白の抽出レベルを下げ、ラテックス・アレルギーの発症を少なくします。また、ダブルグローブの一枚目としても大変使用しやすくなっています。

- サイズ：SSS/SS/S/M
- 包装：1箱100枚入り

ラテックス

ヘンリーシャイン ラテックスグローブ CL2 塩素処理タイプ

Henry Schein Latex Glove CL2 Powder Free Chlorinated



伸縮性に富み、脱着が容易な塩素処理ラテックスグローブです。表面にはエンボス加工を施し、快適なグリップ感を提供します。

- サイズ：XS/S/M
- 包装：1箱100枚入り

ラテックス

ヘンリーシャイン ラテックスグローブ パウダーフリー ポリマー加工タイプ

Henry Schein Latex Glove Powder Free Polymer Coated



天然ゴムラテックスを使用しており、指先までしっかりフィットします。滑り止め加工を施しているため、作業性、装着感ともに快適です。良質な天然ゴムを使用し、弾力性、伸縮性に優れています。

- サイズ：SS/S/M
- 包装：1箱100枚入り

ラテックス

ヘンリーシャイン ラテックスグローブ パウダーフリー 新塩素処理タイプ

Henry Schein Latex Glove Powder Free Chlorinated



グローブ内面の塩素処理加工により脱着が容易なラテックスグローブです。また、表面にエンボス加工が施されているため、滑りにくくなっております。

- サイズ：SS/S/M
- 包装：1箱100枚入り

ニトリルグローブ

商品名		特徴	カラー	サイズ			
	HS ニトリルグローブ パウダー&加硫促進剤フリー 1箱 300枚入り	アレルギー性接触皮膚炎を軽減させるために開発された加硫促進剤不使用のニトリルグローブです。	ホワイト	M	S	SS (XS)	SSS
			ブルー	○	○	○	—
	HS ニトリルグローブ パウダーフリー N300 1箱 300枚入り	指先にエンボス加工が施されています。厚み0.06mmで、快適な装着感を実現します。	アイスブルー	○	○	○	—
	HS ニトリルグローブ パウダーフリー 1箱 100枚入り	突き刺し強度が高く、耐薬品性、耐摩耗性にも優れています。	ホワイト	○	○	○	—

ラテックスグローブ

商品名		特徴	カラー	サイズ			
	HS ラテックスグローブ ダブル塩素処理タイプ 1箱 100枚入り	内外両面に塩素処理加工をすることで、両面からのラテックス蛋白の抽出を抑制し、アレルギー反応を軽減します。	ホワイト	M	S	SS (XS)	SSS
				○	○	○	○
	HS ラテックスグローブ CL2 塩素処理タイプ 1箱 100枚入り	表面にはエンボス加工を施し、快適なグリップ感を提供します。	ホワイト	○	○	○	—
	HS ラテックスグローブ ポリマー加工タイプ 1箱 100枚入り	指先にエンボス加工が施されています。ポリマー加工はラテックスにポリマー層を作ります。	ホワイト	○	○	○	—
	HS ラテックスグローブ 新塩素処理タイプ 1箱 100枚入り	内面の塩素処理加工により、脱着が容易なラテックスグローブです。	ホワイト	○	○	○	—

仕様			
	幅	SSS	65mm +/- 5mm
		SS	75mm +/- 5mm
		S	85mm +/- 5mm
		M	95mm +/- 5mm
	全長	すべて	最小 240mm

memo