

マイクロアプリケーター HENRY SCHEIN® BRAND Disposable MicroApplicators

球形に加工された非吸収性繊維を使用しており、液だれを防ぎムダなく使用できます。
また3種類の形状にそれぞれ2色カラーリングがあり用途によって使い分けることができます。

- 使用用途**
- ・シーラント材の塗布
 - ・裏装材の塗布
 - ・エッチング剤の塗布
 - ・ボンディング材の塗布
 - ・窩洞ライニング
 - ・フッ素塗布



マイクロアプリケーター ラインナップ

スーパーファイン		ファイン		レギュラー	
ホワイト	パープル	イエロー	ブルー	グリーン	オレンジ
9960278	9960279	9960280	9960281	9960282	9960283

(実物大) 各100本入り

販売元： ヘンリーシャイン ジャパン 株式会社 東京都中央区京橋2-12-9 E-mail: info.japan@henryschein.com

www.henryschein.co.jp