

放射線防護用前掛・カラー/HS X線防護衣

マキシガード

MAXI-GARD

無鉛合金繊維
Zerolead Air 0.25mm pd 使用

リードフリーで軽くて丈夫！

放射線防護用前掛

マキシガード

パノラレントゲンを撮影する際に使用するタイプです。
甲状腺下の身体前面・背面を同じ長さで保護するので安心です。

大人用

マジックテープ固定式



■カラーラインナップ：

● ロイヤルブルー / 996-0267


● ボルドーレッド / 996-0268



■サイズ：


縦 800mm × 横 600mm

■質量：約2.9kg



子供用

マジックテープ固定式



■カラーラインナップ：

● ロイヤルブルー / 996-0269


● ボルドーレッド / 996-0270



■サイズ：

縦 450mm × 横 600mm

■質量：約1.7kg



放射線防護用カラー

マキシガード ネックシールド

甲状腺を保護するための防護襟です。



■カラーラインナップ：

● ロイヤルブルー / 996-0265

● ボルドーレッド / 996-0266

■サイズ：

縦 110mm × 横 660mm

■質量：約0.19kg

